

medi-an[®] メディアアン

ใบรับจดแจ้งนำเข้าที่ 69-2-3-2-0001331

ขพ. 1482/2569

Cooldown

เย็นทั่วทั้งใบหน้า
รวมถึงตาและลำคอ

*Full Face
Cooling Mask*

แผ่นเจลประคบเย็น สำหรับใบหน้า

อ่อนโยนต่อดวงตาและผิวหนัง

■ แหะเย็นได้

■ แหะแข็งได้

■ ใช้ซ้ำได้

เหมาะสำหรับ แผ่นกัลดัลดอุณหภูมิใบหน้า ตา หู คอ จมูก เป็นต้น


แผ่นเจลประคบเย็น เพื่อช่วยบรรเทาอาการอักเสบ อีกทั้งยัง
ช่วยกระชับผิวหนัง และให้ความเย็นสดชื่น



Product code	Size (mm)	Weight (g)
FCM-001	280×260	350

สัมผัสนุ่มนวล

รูปทรงสามมิติ
แบบสนิทตั้งแต่
ใบหน้าถึงลำคอ



อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้




094-065-1409



<https://www.thaiolba.com/>



info@thaiolba.com



THAI OLBA

Importer: THAI OLBA HEALTHCARE CO., Ltd.
131, Moo 9, Innovation Cluster 1, Room INC1-114, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathum Thani 12120 Thailand Tel (+66) 94 059 9485
<https://www.thaiolba.com/>



Manufacturer: Mie Chemical Industry Co., Ltd.
255-1 Okuchi-chou Matsusaka-city Mie 515-0001 Japan
TEL (0598) 51-2361 (代) FAX (0598) 51-1143
<http://www.miekagaku.co.jp>

BR-FCM2026TH-Rev01

medi-an[®] メディアン

Listing notification No. 69-2-3-2-0001331

Ad License No. 1482/2569

*Cooling your
face, including
chin and neck*

Full Face Cooling Mask

Gentle on eyes and skin

Reusable cooling gel face mask designed to be chilled in the refrigerator or freezer

For Plastic surgery, ophthalmology, ENT, etc.

Cold packs help relieve inflammation while tightening facial skin and delivering a refreshing cooling.



Product code	Size (mm)	Weight (g)
FCM-001	280×260	350

*Soft-touch film
material for a
distinctively
gentle feel*

*The 3D shape
fits snugly from
the face to the
neck*



Notice the warning on the label and accompanying documents before use.




094-065-1409



<https://www.thaiolba.com/>



info@thaiolba.com



THAI OLBA

Importer: THAI OLBA HEALTHCARE CO., Ltd.
131, Moo 9, Innovation Cluster 1, Room INC1-114, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathum Thani 12120 Thailand Tel (+66) 94 059 9485
<https://www.thaiolba.com/>



Manufacturer: Mie Chemical Industry Co., Ltd.
255-1 Okuchi-chou Matsusaka-city Mie 515-0001 Japan
TEL (0598) 51-2361 (代) FAX (0598) 51-1143
<http://www.miekagaku.co.jp>

BR-FCM2026EN-Rev01



ลูลู่
ラルル

Lulle

Heat & Cold Therapy Pack

Technology from JAPAN



0940651409



<https://www.thaiolba.com/>



info@thaiolba.com



ขั้ว. 1482/2569

BR-LUL2026TH-Rev01

Sunflower

Bean-Shaped

Hot & Cool Pack

เนื้อเจล
เชอร์เบท

รูปทรงที่แนบกระชับเข้ากับบริเวณ
หน้าอกและแนวต่อมน้ำเหลือง

ดองอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม

แบบสนิททุกสัดส่วน


ให้ความอุ่นอย่างอ่อนโยนแก่ร่างกายและบริเวณ
ด้านหลังใบหู ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบาย

ใช้ประคบดวงตาได้

ใช้งานโดยใส่แผ่นเจลลงในปลอกคลุมผ้าฝ้าย



ปลอกคลุมมี 2 สีคือ สีม่วง และ สีเทา



อ่านคำแนะนำในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

วิธีใช้

แบบเย็น : ใส่ในช่องแช่แข็งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

แบบร้อน : นำเข้าไมโครเวฟ 500 วัตต์หรือ 600 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที



Balloon Flower

Intimate Hot & Cool Pack

วิธีใช้





แบบเย็น : ใส่ในช่องแช่แข็งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

แบบร้อน : นำเข้าไมโครเวฟ 500 วัตต์หรือ 600 วัตต์ เป็นเวลา 20 วินาที

ใช้งานโดยใส่แผ่นเจลลงในปลอกคลุมผ้าฝ้าย



ปลอกคลุมมี 2 สีคือ สีม่วง และ สีเทา



ให้ความอุ่นอย่าง
อ่อนโยนบริเวณมดลูก

บรรเทาอาการไม่
สบายในช่วงมี
ประจำเดือน

ลดอาการเจ็บแผลผ่าตัด
ช่องคลอด หลังคลอด
หรือริดสีดวงทวาร

อ่านคำแนะนำในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้



ลาลู
ラルル

Lulle

ใบรับจดแจ้งนำเข้าเลขที่ 69-2-3-2-0000628

ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์

- ฟิล์ม: ไนลอน, โพลีเอทิลีน
- เจล: น้ำ, CMC, สารป้องกันการแข็งตัว, สารควบคุม, สารกันเสีย, สารแต่งสี
- ปลอดคลุม: ผ้าฝ้าย (Cotton)



ลาลู ชั้นฟลาวเวอร์

Product Model	Weight (g)	Size (mm)	Colors
Lul-002	120	W90×H185	สีม่วง
			สีเทา



ลาลู บอลูนฟลาวเวอร์

Product Model	Weight (g)	Size (mm)	Colors
Lul-003	90	W70×H180	สีม่วง
			สีเทา

Importer: **THAI OLBA HEALTHCARE CO., Ltd.**
131, Moo 9, Innovation Cluster 1, Room INC1-114,
Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 Thailand
Tel (+66) 94-065-1409 , (+66) 94 059 9485
<https://www.thaiolba.com/>

Manufacturer: **Mie Chemical Industry Co., Ltd.**
255-1 Okuchi-chou Matsusaka-city Mie 515-0001 Japan
TEL (0598) 51-2361 (代) FAX (0598) 51-1143
<http://www.miekagaku.co.jp>

How to use



THAI OLBA



ラルル

Lulle

Heat & Cold Therapy Pack

Technology from **JAPAN**




0940651409



<https://www.thaiolba.com/>



info@thaiolba.com



AD License No. 1482/2569

BR-LUL2026EN-Rev01

Sunflower

Bean-Shaped Hot & Cool Pack

Sherbet
Gel


Designed to fit
comfortably on the
chest and lymph nodes

Maintains optimal temperature

Fits snugly to the body

Gentle warmth to the body and behind the ears
for relaxation and sleep well

Doubles as an eye mask



Insert the gel pack into the cotton cover



Notice the warning on the label and accompanying documents before use.



The cover: purple and gray

How to prepare:

Cold: Place the gel pack in a freezer for at least 3 hours.

Hot: Heat the gel pack in a 500-600 watt microwave for 30 sec.



Balloon Flower

Intimate Hot & Cool Pack





How to prepare:

Cold: Place the gel pack in a freezer for at least 3 hours.

Hot: Heat the gel pack in a 500-600 watt microwave for 20 sec.



Insert the gel pack into the cotton cover



Gentle warmth
to the uterine
area

Relieve
menstrual
cramps

Reduce pain
from postpartum
vaginal wounds or
hemorrhoids



The cover : purple and gray

Notice the warning on the label and accompanying documents before use.



ラルル Lulle

Listing notification No. 69-2-3-2-0000628

Main Components:

- **Film:** Nylon, polyethylene
- **Gel Contents:** Water, CMC, anti-freezing agent, control agent, preservative, colorant
- **Cover:** Cotton



Lulle Sunflower

Product Model	Weight (g)	Size (mm)	Colors
Lul-002	120	W90×H185	Purple
			Gray



Lulle Ballon Flower

Product Model	Weight (g)	Size (mm)	Colors
Lul-003	90	W70×H180	Purple
			Gray

Importer: **THAI OLBA HEALTHCARE CO., Ltd.**
131, Moo 9, Innovation Cluster 1, Room INC1-114,
Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 Thailand
Tel (+66) 94-065-1409 , (+66) 94 059 9485
<https://www.thaiolba.com/>

Manufacturer: **Mie Chemical Industry Co., Ltd.**
255-1 Okuchi-chou Matsusaka-city Mie 515-0001 Japan
TEL (0598) 51-2361 (代) FAX (0598) 51-1143
<http://www.miekagaku.co.jp>

How to use



THAI OLBA