



Cooling Gel Technology

Crescent Cool MD


เคอสเซนต์ คูล เอ็มดี

License No. (Listing) : 69-2-3-2-0000626

The crescent-shaped cooling gel pack is designed to fit snugly around the neck, underarms, and groin (inner thigh area) for targeted and effective cooling.

For effective Cold Therapy.

Formulated with a sherbet-type gel that does not become excessively hard when stored in the freezer.




**Designed for ease of use,
with cooling that can be
maintained for up to
4.5 hours.**




270 X 225 mm, 850 grams
Gel pack and cover with belt

**Flexible Design that Adapts to
Curves and Joint Areas**



The crescent-shaped
cooling gel pack
(Crescent Cool MD)



Designed for use with a dedicated protective sleeve.



Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

2W. 2056/2569



เทคโนโลยีเจลประคบเย็น

Crescent Cool MD

เดรสเซนต์ คูล เอ็มดี

เลขที่ใบรับจดแจ้ง 69-2-3-2-0000626

เจลประคบเย็นรูปทรงพระจันทร์เสี้ยว
รูปทรงพอดีกับบริเวณร่างกายที่ต้องการให้
ความเย็นได้อย่างแนบสนิท พอดีกับบริเวณ
คอ รักแร้ ขาหนีบ ฯลฯ และช่วยกระจาย
ความเย็นอย่างทั่วถึง

ออกแบบเพื่อการประคบเย็นที่เหมาะสม

เจลเนื้อเซอร์เบท คงความเย็นทน ไม่แข็งกระด้าง
เมื่อแช่ในช่องแช่แข็ง ช่วยให้แบบกระชับและใช้งานได้
สะดวก




สะดวกต่อการใช้งาน

และช่วยคงความเย็นได้นาน

4.5 ชั่วโมง





กระชับพอดีกับส่วนโค้งและ
ข้อพับของร่างกาย



เจลแปดรูปทรง
พระจันทร์เสี้ยว
(เดรสเซนต์ คูล เอ็มดี)

270 X 225 mm, 850 grams
Gel pack and cover with belt

ออกแบบการใช้งานพร้อมสายรัด



อ่านคำแนะนำในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ขพ. 2056/2569





เทคโนโลยีเจลประคบเย็น


ผสานการประคบเย็นและการกด (Ice & Compression) ในหนึ่งเดียว
เพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลในระยะเฉียบพลัน

ไอซ์ซิง-ฟิต จี

ICEING-FIT G

เลขที่ใบรับจดแจ้งนำเข้า 69-2-3-2-0000995

Gummi-gel ให้สัมผัสที่ยืดหยุ่น (ไม่แข็ง) แม้อยู่ในจัด
แบบกระชับกับบริเวณที่ได้เจ็บปวดได้



model	Size (mm)	Weight (g)
Joint S	150 × 270	400
Joint M	220 × 330	800
Large	300 × 350	1,300
Finger 3- pieces set	30φ × 80	30g × 3 pieces


Joint S



Joint M



Large



เจล CMC สำหรับประคบเย็นพร้อมแรงกดเล็กน้อย เหมาะกับนิ้วและบริเวณขนาดเล็ก พร้อมรูปทรงที่แบบกระชับและกระจาย
ความเย็นสม่ำเสมอ

Finger-3 pieces set





Cooling Gel Technology


Combining Ice and Compression in One Solution.
Designed to support care during the acute phase.

ไอซ์ซิง-ฟิต จี

ICEING-FIT G

License No. (Listing) : 69-2-3-2-0000995

Gummi-gel formulation providing flexibility
without hardening at low temperatures



model	Size (mm)	Weight (g)
Joint S	150 × 270	400
Joint M	220 × 330	800
Large	300 × 350	1,300
Finger 3- pieces set	30φ × 80	30g × 3 pieces


Joint S



Joint M



Large



CMC gel for cold application with mild compression, designed for fingers and small areas, providing
a localized fit and even cooling distribution

Finger-3 pieces set



ลาสตัง ฮ็อต เอ็มดี


LASTING HOT MD

“ออกแบบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
พร้อมให้ความอบอุ่น”

รองรับการใช้งานทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

ฟิล์มเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย

แผ่นฟิล์มทนความร้อน รองรับการใช้งาน
กับตู้อบร้อน



เจลเก็บความร้อน

เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์



นำผลิตภัณฑ์ใส่ไว้ในตู้อบร้อน




นำผลิตภัณฑ์ออกจากตู้อบร้อนแล้วใส่ลงในปลอกคลุม



บรรเทาอาการปวดเฉพาะจุด
ส่งเสริมการไหลเวียนโลหิต

ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบทางเดินอาหารและลำไส้



บรรเทาอาการปวดสำหรับสตรีมีครรภ์
และหลังคลอด

บรรเทาความหนาว และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย



ประคบใช้งานในบริเวณที่ต้องการ

1



2



3



Lasting Hot MD Series	Size (mm)	Weight (g)
1. Lasting Hot MD	180×260	700
2. Lasting Hot Half MD	110×260	300 × 2
3. Lasting Hot Double MD	180×260	700 × 2

อ่านคำแนะนำในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Hot Gel Packs

ลาสตัง ฮ็อต เอ็มดี

LASTING HOT MD

"Designed for convenient use
while providing warmth."

Suitable for medical and healthcare applications

Antibacterial Coated Film

Heat-resistant film designed for use
in a heating cabinet



Heat-retaining gel

Take the pack out from the cover
and wipe with alcohol



Return it into the heating cabinet




Take a gel pack out from the heating cabinet and put it in the cover



Alleviation of punctual pain /
Improvement of blood circulation

Promotes peristalsis movement of the
gastrointestinal tract and intestines



Pain relief for pregnant and
postnatal women

Relief from cold for elderly people



Apply it to the patient

1



2



3



Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

Lasting Hot MD Series	Size (mm)	Weight (g)
1. Lasting Hot MD	180×260	700
2. Lasting Hot Half MD	110×260	300 × 2
3. Lasting Hot Double MD	180×260	700 × 2